



Rita Hofmeister
CeraPlus™ Produktnutzerin

Produktübersicht Stomaversorgung

Gültig ab 1. September 2025

Hollister – im Leben etwas bewegen



1921

John Dickinson Schneider gründet in Chicago die Druckerei JDS Printer Craftsman.

1921 gründete der junge Unternehmer John Dickinson Schneider in Chicago eine kleine Druckerei namens JDS Printer Craftsman. Von Anfang an lautete die Geschäftsphilosophie des ambitionierten Unternehmers: Nur das Beste ist gut genug. Der Erfolg gab John Dickinson Schneider Recht. Denn schnell stieg der Bekanntheitsgrad des Unternehmens mit seinen hochqualitativen Produkten, Dienstleistungen und vielen hochambitionierten Mitarbeitern über die Grenzen der Region hinaus. Die ersten erfolgreichen Produkte, die John Dickinson Schneider für den Gesundheitssektor produzierte, waren unverwüstliche Geburtsurkunden – eine Auftragsproduktion für die Firma Franklin C. Hollister. Wenige Jahre später, 1947, erwarb der umtriebige Unternehmer den

wohlklingenden Firmennamen. Mit der Marke Hollister startete Schneider sogleich die Entwicklung erster medizinischer Produkte.

1977 gründete John Schneider eine private Stiftung mit einer klaren Absicht: Das Unternehmen Hollister soll in Zukunft keinesfalls Eigentum eines einzelnen Inhabers werden, sondern ein unabhängiges, mitarbeitergeführtes Unternehmen bleiben. 1981 verlegte Hollister seinen Firmensitz an den neuen Standort in Libertyville, Illinois und baute sein Sortiment an medizinischen Produkten und Dienstleistungen weiter aus. Heute ist Hollister ein weltweit tätiges Unternehmen, das die Verwirklichung seiner langfristigen Vision anstrebt – etwas für die Menschen bewegen auf ihrer Reise durchs Leben.

Wie wir uns für mehr Nachhaltig- keit einsetzen



Wir wissen, dass unser Geschäftsverhalten die Umwelt beeinflusst. Deshalb arbeiten wir in allen Niederlassungen weltweit daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die Sicherheit und Nachhaltigkeit unserer Produkte und Einrichtungen zu verbessern. Es ist nicht einfach, die Wirksamkeit von Produkten, die Sicherheit von Patienten und die Umweltverantwortung in Einklang zu bringen. Aber wir wissen, dass dies der richtige Weg ist. Außerdem sind wir bestrebt, unseren Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren sowie Abfall und Emissionen zu vermeiden, indem wir:

- unsere Herstellungsverfahren umstellen
- erneuerbare Energien einsetzen
- energieeffiziente Geräte verwenden
- kluge Transportentscheidungen treffen
- Energieaudits durchführen

Für den Bau unserer neuesten Einrichtungen wurden nachhaltige Materialien und Technologien verwendet, beispielsweise Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern, Regenwassersammelsysteme und Solarstrom. Wir legen auch besonderen Wert auf den Schutz der Artenvielfalt in der Umgebung unserer Gebäude und geben Untersuchungen in Auftrag, um sicherzustellen, dass nahegelegene Lebensräume berücksichtigt und geschützt werden.

Für uns ist Verantwortung kein Ziel, sondern eine Denkweise.

Legende

Legende



plan



soft konvex



konvex



Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das einem Sterilisationsprozess unterzogen wurde



transparent



beige



beige mit Sichtfenster



ausschneidbar



Hafrand



Durchgehender Hautschutz



Gürtelhalterung

Farbcode für Rastringgrößen der Conform 2™ Serie



35 mm Rastring



45 mm Rastring



55 mm Rastring



70 mm Rastring



102 mm Rastring

CeraPlus™ Portfolio – unsere beste Produktkombination	6
Stomabeutel	8
Passform	10
Hautschutz	12
2-teilige CeraPlus™ Stomaversorgung	14
Basisplatten	15
Kolostomiebeutel	17
Ileostomiebeutel	18
Urostomiebeutel	18
Flextend™, FlexWear™, SoftFlex™ Basisplatten	20
1-teilige CeraPlus™ Stomaversorgung	26
Kolostomiebeutel	27
Ileostomiebeutel	28
Urostomiebeutel	32
FlexWear™, SoftFlex™ Beutel	34
Post-OP Versorgung	39
High Output Versorgung	42
Kinderversorgung	44
Zubehör	48
Zubehör mit Ceramiden (Hautschutzringe/-platte/-erweiterung)	48
Hautschutzpaste/-puder/-streifen/-platten/-ringe	49
Reinigung	51
Hautpflege & Hygiene	52
Irrigation	53
Stomakappen	54
Ergänzende Stomaartikel	55
Service	58

CeraPlus™ Portfolio

Wir lieben das Gefühl, wenn alles zusammenpasst. Und genau das bekommen Sie mit CeraPlus™ Produkten, unserer besten Produktkombination.



Passform

Unabhängig von der Körperform Ihrer PatientInnen bietet das CeraPlus™ Portfolio eine große Auswahl an Kombinationen, um vom ersten Tag an die bestmögliche Passform zu erzielen. Sie haben die Wahl zwischen Hautschutzplatten mit und ohne Hafttrand.



Stomabeutel

Ein hochwertiger, leicht zu handhabender Stomabeutel aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Material sorgt für Komfort und Diskretion^{8,9}

Hautschutzformel

Eine feuchtigkeitsspendende Hautschutzplatte mit Ceramiden trägt zur Verringerung des transepidermalen Wasserverlustes, zur Minimierung von epidermalen Hautschäden und zur Gesunderhaltung der peristomalen Haut bei^{10,11}.

Die Ceramide unterstützen und stärken die schützende Feuchtigkeitsbarriere der Haut, um sicherzustellen, dass die Haut nicht geschädigt wird.

CeraPlus™ Produkte sind verlässliche Begleiter, die Ihren PatientInnen eine bessere Lebensqualität mit mehr Komfort und Würde ermöglichen. Ihre PatientInnen verdienen es, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten, ohne die Sorge, dass ihr Stoma sie daran hindert.



Erfahren Sie, wie eine Anwenderin mit den CeraPlus™ Produkten das Leben in vollen Zügen genießt.

Auf unsere verbesserten Beutel können sich Ihre PatientInnen verlassen^{8, 9}

Unsere Kundenbefragung hat uns dabei geholfen, entscheidende Verbesserungen für unsere Stomabeutel* vorzunehmen:



Stoff

- Weicherer Stoff, der sich auf der Haut angenehm und glatt anfühlt
- Atmungsaktiveres Material zur Verringerung des Schwitzgefühls
- Verbessertes, wasserabweisendes Material, das schnell trocknet



Ästhetik

- Der optimierte Beige-Ton ist unauffällig und dennoch optisch ansprechend
- Der Stoff verhindert das Durchsehen und schützt die Privatsphäre



Nachhaltigkeit

Der neue Stoff

- hat einen um mehr als 73% geringeren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu anderen handelsüblichen gewebten Stoffen (getestete Stoffe auf Polyesterbasis)
- benötigt bei der Herstellung deutlich weniger Energie als vergleichbare Stoffe, die üblicherweise in anderen Stomabeuteln verwendet werden (getestete Stoffe auf Polyesterbasis)
- wird aus recycelbarem Kunststoff (Polypropylen) und ohne Einsatz von Wasser hergestellt
- ist frei von PFAS (perfluorierte und polyfluorierte Alkylsubstanzen)

Die verwendete Folie ist chlorfrei



Verschluss

- Der Verschluss klickt hörbar und signalisiert so ein sicheres Verschließen
- Der Verschluss bildet eine größere und breitere Öffnung. Dies erleichtert den Zugang zum Inneren des Beutels und die Reinigung der Kanten
- Der Verschluss hat weiche, abgerundete Kanten. Damit erhöhen wir den Tragekomfort für Ihre PatientInnen

Wir informieren Sie gerne über die verbesserten Produkteigenschaften und Erhältlichkeit.

Stomabeutel

Stomabeutel

Die Details auf einen Blick

Für Kolostomie- und Ileostomieträger

Der AF300™ Filter neutralisiert mithilfe von Aktivkohle zuverlässig Gerüche und wirkt zudem einem Aufblähen des Beutels entgegen.

Verbesserter Verschluss*



Gilt nur für die CeraPlus™ Ausstreifbeutel.

Nach Rückmeldungen von medizinischen Fachkräften wie Ihnen haben wir den Verschluss der Ausstreifbeutel verbessert. Dieser ist nun einfacher und komfortabler zu handhaben und er rastet hörbar ein. Damit signalisiert er das sichere Verschließen des Beutels.

- Der Verschluss bildet eine größere und breitere Öffnung. Diese erleichtert den Zugang zum Inneren des Beutels
- Der neue Verschluss ist nahtlos in das Design integriert
- Weiche, abgerundete Kanten sorgen für zusätzlichen Komfort und Diskretion
- Dank des integrierten Verschlusses ist es nicht notwendig, diesen zu verstecken
- Die beigefarbene Klappe ist besser sichtbar als die zuvor durchsichtige Klappe


Wir informieren Sie gerne über die verbesserten Produkteigenschaften und Erhältlichkeit.

* im Vergleich zu unserem bisherigen Beutel

Für Urostomieträger


Unsere Urostomiebeutel besitzen einen einfach zu bedienenden Ablassshahn (drehbares Ventil mit klarer Kennzeichnung durch Tropfensymbol). Die integrierte Rücklaufsperre verhindert zuverlässig einen Rückfluss des Urins. Die der Packung beiliegenden Adapter ermöglichen den Anschluss einer großvolumigen Tages- und Nachtversorgung. Dank des integrierten Mehrkammersystems verteilt sich die Flüssigkeit im Beutel gleichmäßig und ist so diskret unter der Kleidung zu tragen.

Mehrkammersystem




- Mehrere Kammern sorgen für eine gleichmäßige Urinverteilung
- Für ein schlankeres Beutelprofil
- Mehr Diskretion

Rücklaufsperre




- Unterbindet einen Rückfluss von Urin zum Stoma
- Senkt das Infektionsrisiko

Regulierbares Ablassventil



- Ermöglicht ein einfaches und kontrolliertes Ablassen
- Sicht- und fühlbare Verschlussanzeige (Tropfen)
- Mit weicher Verschlusskappe für einen dichten Verschluss

Ablassadapter Clip-System



- Für ein einfaches Anschließen an einen Nacht-/Sekret- und Beinbeutel mit zwei Fingern

Passform

Eine gute Abdichtung um das Stoma ist wichtig, um Leckagen zu vermeiden und den Tragekomfort zu erhöhen. Unabhängig von der Körperform Ihrer PatientInnen bietet das CeraPlus™ Portfolio Kombinationen, um vom ersten Tag an eine bestmögliche Passform zu erreichen.

Portfolio



Das CeraPlus™ Portfolio bietet Produkte für alle StomapatientInnen mit einer großen Auswahl an Optionen: **Konvexe, soft konvexe oder plane Hautschutzplatten, 1- oder 2-teilige Stomaversorgung sowie ausschneidbare und vorgefertigte Varianten.**

Soft konvex

Stomaversorgungen mit CeraPlus™ Hautschutz verfügen exklusiv über eine flexible, soft konvexe Hautschutzplatte. Das flexible Design kann helfen, sanften Druck um das Stoma herum auszuüben und dadurch die richtige Passform zu erhalten.

Konvex

Integrierte Konvexität kann Schutz vor Unterwanderung für Stomata auf oder unter Hautniveau bieten.

Soft konvexe Systeme können helfen bei:


- der postoperativen Versorgung
- Stomata auf Hautniveau mit fester umgebender Haut
- retrahierten Stomata
- Hautunregelmäßigkeiten wie Falten oder Narben

Verschiedene Hautschutzplatten



Das CeraPlus™ Portfolio umfasst Hautschutzplatten mit und ohne Haftrand.

Zubehör mit Ceramiden




CeraRing™ Hautschutzringe gibt es in verschiedenen Formen und Größen, sie sind flexibel und können so geformt werden, dass sie unregelmäßige Hautkonturen um das Stoma ausgleichen. **CeraRing™ Hautschutzringe** und **CeraPlus™ Hautschutzerweiterungen** sind mit Ceramiden angereichert, um die Haut zu schützen.

Hautschutzformel

CeraPlus™ Hautschutzplatten führten zu weniger PHK und einer schnelleren Verbesserung, wenn PHK vorhanden waren ¹² *.

Spendet der Haut Feuchtigkeit

Unsere Hautschutzformel ist mit Ceramiden angereichert, die dabei unterstützt, die Haut gesund zu erhalten und die Feuchtigkeit in der Haut zu bewahren. CeraPlus™ Hautschutzplatten bilden eine schützende, wasserabweisende Barriere, die dabei unterstützt, die Haut gesund zu erhalten.




Die Ceramide sind dafür bekannt, dass sie die Hautfeuchtigkeit verbessern, da sie das natürliche Feuchtigkeitssystem der Haut nachahmen ¹³.

CeraPlus™ Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (z.B. Gelatine).

* 40,5 % der PatientInnen in der behandelten Gruppe hatten PHK, im Vergleich zu 55 % in der Kontrollgruppe, $p = 0,069$ (statistisch nicht signifikant).

Schützt vor Hautverletzungen

Mit Ceramiden angereicherte Hautschutzplatten können helfen, die Auswirkungen der Hautablösung durch wiederholtes Aufbringen und Entfernen von haftenden Hautschutzplatten zu verringern^{10,11}.



Die CeraPlus™ Hautschutzplatten reduzieren den transepidermalen Wasserverlust (TEWL) im Vergleich mit den mit Honig infundierten Welland Aurum 2 Hautschutzplatten¹⁰ um 61 %. Außerdem reduzieren sie den transepidermalen Wasserverlust im Vergleich zu Sensura Mio¹¹ um 41 %.



Beobachten Sie, wie die TEWL-Werte nach der Entfernung einer Hautschutzplatte ansteigen.

Reduziert Juckreiz

CeraPlus™ Hautschutzplatten reduzieren den peristomalen Juckreiz dank der feuchtigkeitsspendenden Hautschutzformel¹².




Über 87 % der StomaträgerInnen berichten über peristomalen Juckreiz¹⁴, der in einer direkten Verbindung mit einer niedrigeren Lebensqualität¹⁵ steht. 53 % der Teilnehmer der Advocate-Studie sagen, dass sie mit den CeraPlus™ Hautschutzplatten „sehr zufrieden“ sind, der Juckreiz wurde dank der CeraPlus™ Hautschutzformel mit Ceramiden¹² gestoppt.

Die zweiteilige Stomaversorgung

Conform 2™ Produkte

2-teilig

Zentrumverschluss



- verhindert ein ungewolltes Ablösen des Beutels
- hörbarer Klick beim Verschließen zeigt Ihnen an, dass das System sicher verriegelt ist

Untergreifbarer, flexibler Rastring



Kann dabei helfen:

- keinen Druck auf den Bauch auszuüben
- eine sichere Verbindung zwischen Beutel und Hautschutz bzw. der Basisplatte zu gewährleisten
- die Verbindung mit dem Beutel durch mehr Platz für die Finger zu erleichtern

Gürtelhalterung

- bei der zweiteiligen Versorgung am Beutel integriert
- für eine flexible Positionierung von Basisplatte und Beutel nach individuellen Patientenbedürfnissen



CeraPlus™ Basisplatten



Schutz, wo es am wichtigsten ist: Das CeraPlus™ Portfolio bietet Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort für alle Körperformen.

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan						
45	13–32 ✂		14200	16851421	29.26.05.0153	5
45	22		142122	16944542	29.26.05.0153	5
45	25		142125	16944559	29.26.05.0153	5
45	29		142129	16944571	29.26.05.0153	5
45	32		142132	16944588	29.26.05.0153	5
45	13–32 ✂		14500	16851438	29.26.05.0146	5
45	22		145122	16944625	29.26.05.0146	5
45	25		145125	16944631	29.26.05.0146	5
45	29		145129	16944648	29.26.05.0146	5
45	32		145132	16944654	29.26.05.0146	5
55	13–44 ✂		15200	16851444	29.26.05.0153	5
55	35		152135	16944594	29.26.05.0153	5
55	13–44 ✂		15500	16851473	29.26.05.0146	5
55	35		155135	16944660	29.26.05.0146	5
70	13–57 ✂		17200	16851496	29.26.05.1091	5
70	13–57 ✂		17500	16851510	29.26.05.1088	5

Fortsetzung Tabelle: CeraPlus™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Soft konvex 						
45	13–25 		14A00	16243199	29.26.06.0085	5
45	22		14A20	17879054	29.26.06.0085	5
45	25		14A25	16243213	29.26.06.0085	5
55	13–38 		15A00	16243236	29.26.06.1044	5
55	29		15A29	16243242	29.26.06.1044	5
55	32		15A32	16243259	29.26.06.1044	5
70	13–51 		17A00	16243265	29.26.06.1044	5
Konvex 						
45	13–25 		14100	12417567	29.26.06.0081	5
45	13–25 		14600	11349668	29.26.06.0076	5
45	22		14620	16849312	29.26.06.0076	5
45	25		14625	11349705	29.26.06.0076	5
55	13–38 		15100	12417573	29.26.06.0081	5
55	13–38 		15600	11349674	29.26.06.1033	5
55	29		15629	11349711	29.26.06.1033	5
55	32		15632	11349728	29.26.06.1033	5
70	13–51 		17100	12417596	29.26.06.1038	5
70	13–51 		17600	11349680	29.26.06.1033	5

Beutel – Kolostomieversorgung

Geschlossene Beutel



Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- größe	Beutel- vol. ca.	Gürtel- halte- rung	Best- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
45		midi	550 ml	●	24500	00347755	29.26.01.0030	30
45		maxi	700 ml	●	24520	00733493	29.26.01.0053	30
45		mini	250 ml	●	24410	00733464	29.26.01.4029	30
45		midi	550 ml	●	24400	00347749	29.26.01.0030	30
45		maxi	700 ml	●	24420	00788726	29.06.01.0043	30
55		midi	550 ml	●	25500	00672811	29.26.01.0031	30
55		maxi	700 ml	●	25520	00733501	29.26.01.0053	30
55		mini	250 ml	●	25410	00733470	29.26.04.1052	30
55		midi	550 ml	●	25400	00672805	29.26.01.0031	30
55		maxi	700 ml	●	25420	00788732	29.26.01.0043	30
70		midi	550 ml	●	27500	00347809	29.26.01.0030	30
70		maxi	700 ml	●	27520	00733530	29.26.01.0053	30
70		mini	250 ml	●	27410	003733487	29.26.04.1052	30
70		midi	550 ml	●	27400	00347778	29.26.01.0030	30
70		maxi	700 ml	●	27420	00788749	29.26.01.0043	30

Beutel – Ileostomieversorgung

Ausstreifbeutel



2-teilig

Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- größe	Beutel- vol. ca.	Gürtel- halte- rung	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
45		midi	580 ml	●	24850	04009469	29.26.02.0045	30
45		maxi	780 ml	●	24860	00436358	29.26.02.0046	30
45		midi	580 ml	●	24750	04009452	29.26.02.0045	30
45		maxi	780 ml	●	24760	00436298	29.26.02.0046	30
55		midi	580 ml	●	25850	04009481	29.26.02.0045	30
55		maxi	780 ml	●	25860	00436430	29.26.02.0046	30
55		mini	280 ml	●	25743	00207379	29.26.02.4015	30
55		midi	580 ml	●	25750	04009475	29.26.02.0045	30
55		maxi	780 ml	●	25760	00436387	29.26.02.0046	30
70		maxi	780 ml	●	27860	00437056	29.26.02.0046	30
70		maxi	780 ml	●	27760	00436565	29.26.02.0046	30

Beutel – Urostomieversorgung

Urostomie-Mehrkammerbeutel



Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- größe	Beutel- vol. ca.	Gürtel- halte- rung	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
35		midi	290 ml	●	23890	10812615	29.26.03.0054	10
35		midi	290 ml	●	23790	10812584	29.26.03.0053	10
45		midi	290 ml	●	24890	10812621	29.26.03.0054	10
45		midi	290 ml	●	24790	10812590	29.26.03.0053	10
55		midi	290 ml	●	25890	10812638	29.26.03.0054	10
55		midi	290 ml	●	25790	10812609	29.26.03.0053	10
70		midi	290 ml	●	27890	10812644	29.26.03.0054	10

Flextend™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan						
45	13–32 ✂	HR	34900	10100702	29.26.05.0140	5
45	16	HR	34916	10100719	29.26.05.0140	5
45	19	HR	34919	10100725	29.26.05.0140	5
45	25	HR	34925	10100748	29.26.05.0140	5
45	29	HR	34929	10100754	29.26.05.0140	5
45	32	HR	34932	10100760	29.26.05.0140	5
55	13–44 ✂	DG	35800	10100665	29.26.05.0140	5
55	38	DG	35838	10100688	29.26.05.0140	5
55	13–44 ✂	HR	35900	10100777	29.26.05.0140	5
55	35	HR	35935	10100783	29.26.05.0140	5
55	38	HR	35938	10100808	29.26.05.0140	5
55	44	HR	35944	10100814	29.26.05.0140	5
70	13–57 ✂	DG	37800	10100694	29.26.05.1077	5
70	13–57 ✂	HR	37900	10100820	29.26.05.1077	5

2-teilig



Basisplatten mit dem innovativen CeraPlus™ Hautschutz finden Sie auf den Seiten 15 – 16!

Fortsetzung Tabelle: Flexlend™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Konvex 						
45	25		34025	10100866	29.26.06.0072	5
45	13–25 		34400	10100926	29.26.06.0072	5
45	16		34416	10100932	29.26.06.0072	5
45	19		34419	10100949	29.26.06.0072	5
45	22		34422	10100955	29.26.06.0072	5
45	25		34425	10100961	29.26.06.0072	5
55	13–38 		35000	10100872	29.26.06.0072	5
55	13–38 		35400	10100978	29.26.06.0072	5
55	29		35429	10100984	29.26.06.0072	5
55	32		35432	10100990	29.26.06.0072	5
55	35		35435	10101009	29.26.06.0072	5
55	38		35438	10101015	29.26.06.0072	5
70	13–51 		37000	10100903	29.26.06.1028	5
70	13–51 		37400	10101021	29.26.06.1028	5

2-teilig



Basisplatten mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf den Seiten 15 – 16!

FlexWear™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan 						
35	13–20 		33200	00733576	29.26.05.0117	5
35	13–20 		33500	00733694	29.26.05.0118	5
45	13–32 		34500	16851527	29.26.05.0103	5
45	20		34520	04797018	29.26.05.0103	5
45	25		34525	04797024	29.26.05.0103	5
45	29		34530	16851384	29.26.05.0103	5
55	13–40 		35200	01518213	29.26.05.0117	5
55	35		35235	00733613	29.26.05.0117	5
55	40		35240	00733642	29.26.05.0117	5
55	13–44 		35500	16851533	29.26.05.0103	5
55	35		35535	04797053	29.26.05.0103	5
55	38		35540	16851390	29.26.05.0103	5
70	13–57 		37500	16851556	29.26.05.1053	5
102	13–89		38100	03061723	29.26.05.2022	5
102	0–89		38500	00733748	29.26.05.2027	5

2-teilig



Basisplatten mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf den Seiten 15 – 16!

Fortsetzung Tabelle: FlexWear™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Konvex 						
45	13–25 		24300	01464635	29.26.06.0026	5
45	20		24320	00733671	29.26.06.0050	5
45	22		24322	01464664	29.26.06.0026	5
45	25		24325	01464670	29.26.06.0026	5
45	13–25 		34600	04797099	29.26.06.0043	5
45	20		34620	00733754	29.26.06.0051	5
45	22		34622	04797107	29.26.06.0043	5
45	25		34625	04797113	29.26.06.0043	5
55	13–38 		25300	01464693	29.26.06.0025	5
55	29		25329	01464718	29.26.06.0025	5
55	32		25332	01464799	29.26.06.0025	5
55	35		25335	00733688	29.26.06.0050	5
55	13–38 		35600	04797136	29.26.06.0043	5
55	29		35629	04797142	29.26.06.0043	5
55	32		35632	04797159	29.26.06.0043	5
70	13–51 		27300	01464836	29.26.06.1010	5
70	13–51 		37600	04797165	29.26.06.1017	5

2-teilig



Basisplatten mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf den Seiten 15 – 16!

SoftFlex™ Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haftfläche	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan 						
35	13–20 		23200	00733547	29.26.05.0116	5
45	13–30 		24200	00347353	29.26.05.0078	5
45	20		24220	00915113	29.26.05.0078	5
45	25		24225	00915136	29.26.05.0078	5
45	30		24230	00915142	29.26.05.0078	5
55	13–40 		25200	00672797	29.26.05.0079	5
55	35		25235	00915194	29.26.05.0079	5
55	40		25240	00915202	29.26.05.0079	5
70	13–55 		27200	00347732	29.26.05.1039	5

2-teilig



Basisplatten mit dem innovativen CeraPlus™ Hautschutz finden Sie auf den Seiten 15 – 16!

Die einteilige Stoma-versorgung

ModermaFlex™
Produkte

Jeder Stomabeutel verfügt über eine weiche Vliesbeschichtung (wahlweise beidseitig oder körperseitig) sowie eine körpergerechte Form und ist mit einer geräuscharmen, mehrschichtigen Beutelfolie ausgestattet. Damit erfüllen die Hollister Produkte die Ansprüche im Hinblick auf Sicherheit, Tragegefühl und Diskretion.

1-teilig

Sichtfenster


Bei einteiligen CeraPlus™ Kolostomie-, Ileostomie- und Urostomiebeuteln integriert:

- ermöglicht einfaches Anbringen der Versorgung durch Sichtkontrolle
- ermöglicht eine regelmäßige Kontrolle des Stomas und der Ausscheidungen



Gürtelhalterung

- bei allen soft konvexen und konvexen Einteilern integriert



CeraPlus™**Geschlossener Kolostomiebeutel**

Schutz, wo es am wichtigsten ist: Das CeraPlus™ Portfolio bietet Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort für alle Körperformen.

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan								
	15-55		mid/450 ml	—	62100	12416935	29.26.01.2146	30
	25		mid/450 ml	—	62125	12416941	29.26.01.2146	30
	30		mid/450 ml	—	62130	12416958	29.26.01.2146	30
	35		mid/450 ml	—	62135	12416964	29.26.01.2146	30
	15-64		max/700 ml	—	521101	18108784	29.26.01.2162	30
Soft konvex								
	15-38		mid/450 ml	●	52200	18108815	29.26.01.3060	30
	15-55		mid/450 ml	●	52201	18108821	29.26.01.3060	30
	15-38		max/700 ml	●	522100	18108790	29.26.01.3060	30
	15-55		max/700 ml	●	522101	18108809	29.26.01.3060	30
	25		max/700 ml	●	522125	18108838	29.26.01.3060	30
	30		max/700 ml	●	522130	18108844	29.26.01.3060	30
	35		max/700 ml	●	522135	18108850	29.26.01.3060	30
	40		max/700 ml	●	522140	18108867	29.26.01.3060	30
Konvex								
	15-38		mid/450 ml	●	62600	12416970	29.26.01.3041	30
	15-51		mid/450 ml	●	62601	12416987	29.26.01.3041	30
	25		mid/450 ml	●	62625	12416993	29.26.01.3041	30
	30		mid/450 ml	●	62630	12417024	29.26.01.3041	30
	35		mid/450 ml	●	62635	12417030	29.26.01.3041	30
	15-38		max/700 ml	●	526100	18108896	29.26.01.3041	30
	15-51		max/700 ml	●	526101	18108904	29.26.01.3041	30

CeraPlus™
Ausstreifbeutel Ileostomie



Schutz, wo es am wichtigsten ist: Das CeraPlus™ Portfolio bietet Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort für alle Körperformen.

Beutel-vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan								
	13–64 ✂		mid i/ 450 ml	–	63500	16661092	29.26.02.2157	30
	15–64 ✂		maxi/ 650 ml	–	534200	18108962	29.26.02.2188	30
	13–64 ✂		maxi/ 650 ml	–	63400	16661086	29.26.02.2158	30
	15–64 ✂		mid i/ 450 ml	–	542200	18108956	29.26.02.2188	30
	13–64 ✂		mid i/ 450 ml	–	64200	12417047	29.26.02.2155	30
	25		mid i/ 450 ml	–	64225	12417053	29.26.02.2155	30
	30		mid i/ 450 ml	–	64230	12417076	29.26.02.2155	30
	35		mid i/ 450 ml	–	64235	12417082	29.26.02.2155	30
	15–64 ✂		maxi/ 650 ml	–	543200	18108933	29.26.02.2188	30
	13–64 ✂		maxi/ 650 ml	–	64300	16661100	29.26.02.2156	30
	25		maxi/ 650 ml	–	64325	12417113	29.26.02.2156	30
	30		maxi/ 650 ml	–	64330	12417136	29.26.02.2156	30
	35		maxi/ 650 ml	–	64335	12417142	29.26.02.2156	30

1-teilig

Fortsetzung Tabelle: CeraPlus™ Ausstreifbeutel Ileostomie

Soft konvex 									
	15-38 		midi/ 460 ml	●	530200	18109134	29.26.02.3095	30	
	15-55 		midi/ 460 ml	●	530201	18109140	29.26.02.3095	30	
	15-25 		midi/ 460 ml	●	63002	18182295	29.26.02.3062	30	
	15-38 		midi/ 460 ml	●	63000	18182289	29.26.02.3062	30	
	15-55 		midi/ 460 ml	●	63001	12417403	29.26.02.3062	30	
	15-38 		maxi/ 720 ml	●	531200	18109068	29.26.02.3095	30	
	15-55 		maxi/ 720 ml	●	531201	18109074	29.26.02.3095	30	
	15-25 		maxi/ 720 ml	●	63102	18182303	29.26.02.3060	30	
	15-38 		maxi/ 720 ml	●	63100	12417478	29.26.02.3060	30	
	15-55 		maxi/ 720 ml	●	63101	12417484	29.26.02.3060	30	
	25		maxi/ 720 ml	●	63125	18182450	29.26.02.3060	30	
	30		maxi/ 720 ml	●	63130	12417509	29.26.02.3060	30	
	35		maxi/ 720 ml	●	63135	12417515	29.26.02.3060	30	
	15-38 		midi/ 460 ml	●	540200	18109080	29.26.02.3095	30	
	15-55 		midi/ 460 ml	●	540201	18109097	29.26.02.3095	30	
	25		midi/ 460 ml	●	540225	18109105	29.26.02.3095	30	
	29		midi/ 460 ml	●	540229	18109111	29.26.02.3095	30	
	32		midi/ 460 ml	●	540232	18109128	29.26.02.3095	30	
	15-25 		midi/ 460 ml	●	64002	18182326	29.26.02.3061	30	
	15-38 		midi/ 460 ml	●	64000	12417343	29.26.02.3061	30	
	15-55 		midi/ 460 ml	●	64001	12417366	29.26.02.3061	30	

Fortsetzung Tabelle: CeraPlus™ Ausstreifbeutel Ileostomie

	25		mid/ 460 ml	●	64025	12417372	29.26.02.3061	30
	30		mid/ 460 ml	●	64030	12417389	29.26.02.3061	30
	35		mid/ 460 ml	●	64035	12417395	29.26.02.3061	30
	15–38 ✂		maxi/ 720 ml	●	541200	18108979	29.26.02.3095	30
	15–55 ✂		maxi/ 720 ml	●	541201	18108985	29.26.02.3095	30
	25		maxi/ 720 ml	●	541225	18108991	29.26.02.3095	30
	29		maxi/ 720 ml	●	541229	18109022	29.26.02.3095	30
	32		maxi/ 720 ml	●	541232	18109039	29.26.02.3095	30
	35		maxi/ 720 ml	●	541235	18109045	29.26.02.3095	30
	38		maxi/ 720 ml	●	541238	18109051	29.26.02.3095	30
	15–25 ✂		maxi/ 720 ml	●	64102	18182332	29.26.02.3059	30
	15–38 ✂		maxi/ 720 ml	●	64100	12417426	29.26.02.3059	30
	15–55 ✂		maxi/ 720 ml	●	64101	12417432	29.26.02.3059	30
	25		maxi/ 720 ml	●	64125	12417449	29.26.02.3059	30
	30		maxi/ 720 ml	●	64130	12417455	29.26.02.3059	30
	35		maxi/ 720 ml	●	64135	12417461	29.26.02.3059	30

Fortsetzung Tabelle: CeraPlus™ Ausstreifbeutel Ileostomie

Konvex 									
	15-25 		midi/ 450 ml	●	63702	18182349	29.26.02.3063	30	
	15-51 		midi/ 450 ml	●	63701	12417219	29.26.02.3063	30	
	15-25 		maxi/ 730 ml	●	63902	18182355	29.26.02.3058	30	
	15-38 		maxi/ 730 ml	●	63900	12417283	29.26.02.3058	30	
	15-51 		maxi/ 730 ml	●	63901	12417314	29.26.02.3058	30	
	30		maxi/ 730 ml	●	63930	12417320	29.26.02.3058	30	
	35		maxi/ 730 ml	●	63935	12417337	29.26.02.3058	30	
	15-38 		midi/ 450 ml	●	546200	18109186	29.26.02.3097	30	
	15-51 		midi/ 450 ml	●	546201	18109192	29.26.02.3097	30	
	15-25 		midi/ 450 ml	●	64602	18182390	29.26.02.3056	30	
	15-38 		midi/ 450 ml	●	64600	12417165	29.26.02.3056	30	
	15-51 		midi/ 450 ml	●	64601	12417171	29.26.02.3056	30	
	25		midi/ 450 ml	●	64625	12417188	29.26.02.3056	30	
	30		midi/ 450 ml	●	64630	12417194	29.26.02.3056	30	
	35		midi/ 450 ml	●	64635	12417202	29.26.02.3056	30	
	15-38 		maxi/ 730 ml	●	548200	18109157	29.26.02.3097	30	
	15-51 		maxi/ 730 ml	●	548201	18109163	29.26.02.3097	30	
	15-25 		maxi/ 730 ml	●	64802	18182409	29.26.02.3057	30	
	15-38 		maxi/ 730 ml	●	64800	12417225	29.26.02.3057	30	
	15-51 		maxi/ 730 ml	●	64801	12417231	29.26.02.3057	30	
	25		maxi/ 730 ml	●	64825	12417248	29.26.02.3057	30	
	30		maxi/ 730 ml	●	64830	12417260	29.26.02.3057	30	
	35		maxi/ 730 ml	●	64835	12417277	29.26.02.3057	30	



CeraPlus™ Mehrkammerbeutel Urostomie

Schutz, wo es am wichtigsten ist: Das CeraPlus™ Portfolio bietet Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort für alle Körperformen.

Inklusive benutzerfreundlichen Adaptern* für Auffangbeutel (3 pro Packung),

* Best.-Nr. 7331

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan								
	13-64		midi/ 290 ml	—	59400	16243029	29.26.03.2057	10
Soft konvex								
	15-25		midi/ 290 ml	●	599200	18109246	29.26.03.3077	10
	15-38		midi/ 290 ml	●	599201	18109275	29.26.03.3077	10
	20		midi/ 290 ml	●	599220	18109281	29.26.03.3077	10
	25		midi/ 290 ml	●	599225	18109298	29.26.03.3077	10
	30		midi/ 290 ml	●	599230	18109312	29.26.03.3077	10
	13-25		midi/ 290 ml	●	59900	16243035	29.26.03.3042	10
	13-38		midi/ 290 ml	●	59901	16243041	29.26.03.3042	10
	13-55		midi/ 290 ml	●	59902	16243058	29.26.03.3042	10
	15-25		midi/ 290 ml	●	598200	18109217	29.26.03.3077	10
	15-38		midi/ 290 ml	●	598201	18109223	29.26.03.3077	10
	20		midi/ 290 ml	●	59820	16243070	29.26.03.3042	10
	25		midi/ 290 ml	●	59825	16243087	29.26.03.3042	10
	30		midi/ 290 ml	●	59830	16243093	29.26.03.3042	10

Fortsetzung Tabelle: CeraPlus™ Mehrkammerbeutel Urostomie

Konvex 								
	15–25 		midi/ 290 ml	●	597200	18109341	29.26.03.3078	10
	15–38 		midi/ 290 ml	●	597201	18109358	29.26.03.3078	10
	13–25 		midi/ 290 ml	●	59700	16243124	29.26.03.3041	10
	13–38 		midi/ 290 ml	●	59701	16243130	29.26.03.3041	10
	13–55 		midi/ 290 ml	●	59702	16243147	29.26.03.3041	10
	15–25 		midi/ 290 ml	●	596200	18109329	29.26.03.3078	10
	15–38 		midi/ 290 ml	●	596201	18109335	29.26.03.3078	10
	20		midi/ 290 ml	●	59620	16243153	29.26.03.3041	10
	25		midi/ 290 ml	●	59625	16243176	29.26.03.3041	10
	30		midi/ 290 ml	●	59630	16243182	29.26.03.3041	10

SoftFlex™

Geschlossener Kolostomiebeutel

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan 								
	15–55 		mid/550 ml	–	22500	00914680	29.26.01.2099	30
	15–55 		mid/550 ml	–	22100	00914616	29.26.01.2099	30
	20		mid/550 ml	–	22120	00914622	29.26.01.2099	30
	25		mid/550 ml	–	22125	00914639	29.26.01.2099	30
	30		mid/550 ml	–	22130	00914645	29.26.01.2099	30
	35		mid/550 ml	–	22135	00914651	29.26.01.2099	30
	40		mid/550 ml	–	22140	00914668	29.26.01.2099	30
	45		mid/550 ml	–	22145	00914674	29.26.01.2099	30
	15–65 x 75 		maxi/700 ml	–	22401	07117314	29.26.01.2114	30
	15–55 		maxi/700 ml	–	22400	00788703	29.26.01.2103	30
	25		maxi/700 ml	–	22425	03324482	29.26.01.2117	30
	30		maxi/700 ml	–	22430	03324542	29.26.01.2117	30
	35		maxi/700 ml	–	22435	03324588	29.26.01.2117	30
	40		maxi/700 ml	–	22440	03324631	29.26.01.2117	30
	15–65 x 75 		maxi/700 ml	–	22301	07117308	29.26.01.2114	30
	15–55 		maxi/700 ml	–	22300	00788666	29.26.01.2103	30
	25		maxi/700 ml	–	22325	00788672	29.26.01.2103	30
	30		maxi/700 ml	–	22330	00788689	29.26.01.2103	30
	35		maxi/700 ml	–	22335	00788695	29.26.01.2103	30

1-teilig



Kolostomiebeutel mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf Seite 27!

Fortsetzung Tabelle: SoftFlex™ Geschlossener Kolostomiebeutel

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Konvex 								
	15–38 		maxi/ 700 ml	●	22900	04194751	29.26.01.3009	30
	15–51 		maxi/ 700 ml	●	22901	04194768	29.26.01.3009	30
	20		maxi/ 700 ml	●	22920	04194774	29.26.01.3009	30
	25		maxi/ 700 ml	●	22925	04194780	29.26.01.3009	30
	30		maxi/ 700 ml	●	22930	04194797	29.26.01.3009	30
	35		maxi/ 700 ml	●	22935	04194805	29.26.01.3009	30
	15–38 		maxi/ 700 ml	●	22800	04194685	29.26.01.3009	30
	15–51 		maxi/ 700 ml	●	22801	04194691	29.26.01.3009	30
	20		maxi/ 700 ml	●	22820	04194716	29.26.01.3009	30
	25		maxi/ 700 ml	●	22825	04194722	29.26.01.3009	30
	30		maxi/ 700 ml	●	22830	04194739	29.26.01.3009	30
	35		maxi/ 700 ml	●	22835	04194745	29.26.01.3009	30

1-teilig



Kolostomiebeutel mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf Seite 27!

SoftFlex™ Ausstreifbeutel Ileostomie

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan 								
	15–55 		mini/ 280 ml	–	28100	00204576	29.26.02.4016	30
	20		mini/ 280 ml	–	28120	00205819	29.26.02.4016	30
	25		mini/ 280 ml	–	28125	00207304	29.26.02.4016	30
	30		mini/ 280 ml	–	28130	00207310	29.26.02.4016	30
	35		mini/ 280 ml	–	28135	00207327	29.26.02.4016	30
	15–55 		midi/ 580 ml	–	28500	04124153	29.26.02.2088	30
	15–55 		midi/ 580 ml	–	28200	04124093	29.26.02.2088	30
	20		midi/ 580 ml	–	28220	04124101	29.26.02.2088	30
	30		midi/ 580 ml	–	28230	04124124	29.26.02.2088	30
	35		midi/ 580 ml	–	28235	04124130	29.26.02.2088	30
	40		midi/ 580 ml	–	28240	04124147	29.26.02.2088	30
	15–65x75 		maxi/ 780 ml	–	28401	07117337	29.26.02.2120	30
	15–55 		maxi/ 780 ml	–	28400	00437553	29.26.02.2092	30
	15–65x75 		maxi/ 780 ml	–	28301	07117320	29.26.02.2120	30
	15–55 		maxi/ 780 ml	–	28300	00437062	29.26.02.2092	30
	20		maxi/ 780 ml	–	28320	00437139	29.26.02.2092	30
	25		maxi/ 780 ml	–	28325	00437205	29.26.02.2092	30
	35		maxi/ 780 ml		28335	00437518	29.26.02.2092	30
	40		maxi/ 780 ml		28340	00437547	29.26.02.2092	30

1-teilig



Einteilige Ileostomiebeutel mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf den Seiten 28–29!

Fortsetzung Tabelle: SoftFlex™ Ausstreifbeutel Ileostomie

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Konvex 								
	15–38 		maxi/ 780 ml	●	26900	04194886	29.26.02.3011	30
	15–51 		maxi/ 780 ml	●	26901	04194892	29.26.02.3011	30
	20		maxi/ 780 ml	●	26920	04194900	29.26.02.3011	30
	25		maxi/ 780 ml	●	26925	04194917	29.26.02.3011	30
	30		maxi/ 780 ml	●	26930	04194923	29.26.02.3011	30
	35		maxi/ 780 ml	●	26935	04194946	29.26.02.3011	30
	15–38 		maxi/ 780 ml	●	26800	04194811	29.26.02.3011	30
	15–51 		maxi/ 780 ml	●	26801	04194828	29.26.02.3011	30
	20		maxi/ 780 ml	●	26820	04194834	29.26.02.3011	30
	25		maxi/ 780 ml	●	26825	04194840	29.26.02.3011	30
	30		maxi/ 780 ml	●	26830	04194857	29.26.02.3011	30
	35		maxi/ 780 ml	●	26835	04194863	29.26.02.3011	30

1-teilig

FlexWear™ Ausstreifbeutel Ileostomie

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan 								
	15–64 		maxi/ 780 ml	–	58400	09066704	29.26.02.2128	30
	15–64 		maxi/ 780 ml	–	58300	09066638	29.26.02.2128	30



Einteilige Ileostomiebeutel mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf den Seiten 28 – 29!

SoftFlex™

Mehrkommerbeutel Urostomie

Inklusive benutzerfreundlichen Adaptern* für Auffangbeutel (3 pro Packung),
*Best.-Nr. 7331

Beutel- vord.	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan 								
	15–55 		midi/ 290 ml	–	2959055	15324240	29.26.03.2056	10
Soft konvex 								
	13–25 		midi/ 290 ml	●	2993025	16661040	29.26.03.3040	10
	13–38 		midi/ 290 ml	●	2993038	16661057	29.26.03.3040	10
	13–55 		midi/ 290 ml	●	2993055	16661063	29.26.03.3040	10
	20		midi/ 290 ml	●	2993120	15464403	29.26.03.3040	10
	25		midi/ 290 ml	●	2993125	15464432	29.26.03.3040	10
	30		midi/ 290 ml	●	2993130	15464449	29.26.03.3040	10
Konvex 								
	15–25 		midi/ 290 ml	●	2939025	15324257	29.26.03.3038	10
	15–38 		midi/ 290 ml	●	2939038	15324263	29.26.03.3038	10
	20		midi/ 290 ml	●	2939120	15324286	29.26.03.3038	10
	25		midi/ 290 ml	●	2939125	15324292	29.26.03.3038	10
	30		midi/ 290 ml	●	2939130	15324300	29.26.03.3038	10
	35		midi/ 290 ml	●	2939135	15324317	29.26.03.3038	10

1-teilig



Einteilige Urostomiebeutel mit dem innovativen
CeraPlus™ Hautschutz finden Sie
auf Seite 32!

Post-OP

Sicher versorgt von Anfang an

Der Hautschutz spielt bei der Stomaversorgung eine zentrale Rolle, da Hautkomplikationen die Versorgung des Stomas erheblich erschweren.

Ziel von Hollister ist es, die Haut Ihrer StomapatientInnen zu schützen und sie somit intakt und gesund zu halten. Und das von Anfang an.

Mit den Post-OP-Produkten gestalten Sie den ersten Schritt Ihrer PatientInnen in die Stomaversorgung sanft und sicher.

Besondere Eigenschaften der Post-OP-Versorgungssysteme

Individuelle Lösungen

Sowohl die einteilige Modema Flex™ Versorgung wie auch die zweiteiligen Conform 2™ Post-OP-Produkte haben einen integrierten weichen Post-OP-Auslass mit Stöpselverschluss oder einen Ablasshahn inklusive Adapter zum Anschluss eines Nacht- oder Bettbeutels. Bei Bedarf kann der Auslass abgeschnitten und mit einer Klammer verschlossen werden.

Durchdachte Details

Unsere Post-OP-Beutel bieten genügend Platz zum Anbringen einer Fixierhalterung, um zum Beispiel Katheter auszuleiten.

Steril oder unsteril

Für eine sichere Post-OP-Versorgung Ihrer PatientInnen haben Sie bei einigen unserer Post-OP-Produkte die Wahl zwischen steriler und unsteriler Ausführung.



Inspektionsfenster zur
Inspektion und Reinigung
des Stomas.

Post-OP

Kolostomie/Ileostomie
Post-OP-Set steril, zweiteilig



Ersatzbeutel: Best.-Nr. 38270 (RR70), 38200 (RR102)

Rast- ring	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan									
70	13–55 ✂	HR		large/ 880 ml	●	38370	05140674	–	5
102	13–89 ✂	DG		large/ 880 ml	●	38300	03061858	29.26.11.6093	5

STERIL

Kolostomie/Ileostomie
Post-OP-Set steril, einteilig



Stoma Ø mm	Haftfläche	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan							
0–70 ✂	DG		large/ 880 ml	21070	04195609	29.26.12.2016	5
0–110 ✂	DG		large/ 880 ml	21110	04195615	29.26.12.2016	5

STERIL

Urostomie
Post-OP-Set steril, zweiteilig



Ersatzbeutel: Best.-Nr. 27830
Ersatz-Adapter: Best.-Nr. 7331

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	Inh. / Pack.
Plan								
70	13–55 ✂	HR		midi/ 300 ml	●	38570	00733412	5

STERIL

Post-OP



Post-OP-Basisplatten

Rastring Ø mm	Stoma Ø mm	Haft- fläche	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan						
102	13–89		38100	03061723	29.26.05.2022	5
102	0–89		38500	00733748	29.26.05.2027	5



Post-OP-Beutel, zweiteilig

Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halt.	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
55		large/ 800 ml	●	38255	00317731	29.26.12.0002	20
70		large/ 800 ml	●	38270	00317748	29.26.12.0002	20
102		large/ 800 ml	●	38200	03061746	29.26.12.0001	20

Post-OP



Post-OP-Beutel, einteilig

Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan							
0–70			large/ 880 ml	20070	04195584	29.26.12.2016	20
0–110			large/ 880 ml	20110	04195590	29.26.12.2016	20

High Output Stoma- versorgung



Besondere Produkteigenschaften – für ein Gefühl von innerer Ruhe

Wir haben eng mit Fachkräften zusammengearbeitet, um ein neues Portfolio an innovativen High-Output-Produkten zu entwickeln.

Weicher, großlumiger Auslass (Ø ca. 16,5 mm):

- Minimiert das Auftreten von Blockaden
- Ermöglicht Stomaausscheidungen mit unterschiedlicher Konsistenz einen ungehinderten Durchlass
- Weiches, flexibles und formstabiles Material
- Wiederholtes Öffnen und Schließen ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
- Verschluss mit großem Stöpsel
- Für leichtes Öffnen und Schließen

Twist & Lock

Intuitiv zu bedienender Twist & Lock-Verbindungsmechanismus

- Für eine sichere Verbindung zwischen Auslass des High-Output-Beutels und dem High-Output-Auffangbeutel
- Vermittelt den PatientInnen zusätzliche Sicherheit



High Output



High-Output-Beutel,
zweiteilig

Kombinierbar mit allen CeraPlus™ Hautschutzplatten mit Rastring 55 mm und 70 mm auf den Seiten 13–14 und dem High-Output-Auffangbeutel, Best.-Nr. 5551

Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Gürtel- halterung	Best.- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
55		maxi/ 767 ml	●	38655	17846669	29.26.12.0019	10
55		maxi/ 767 ml	●	38455	17846681	29.26.12.0019	10
70		maxi/ 767 ml	●	38670	17846675	29.26.12.0019	10



High-Output-Beutel,
einteilig

Kombinierbar mit dem High-Output-Auffangbeutel, Best.-Nr. 5551

Stoma Ø mm	Haft- fläche	Beutel- vord.	Beutel- gr./Vol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan							
13–64			maxi/ 736 ml	26064	17366372	29.26.12.2021	10
Soft konvex							
13–38			maxi/ 759 ml	83038	17366389	29.26.12.3007	10
13–55			maxi/ 759 ml	83055	17366395	29.26.12.3007	10

Auffangbeutel

Schlauchlänge: ca. 152,4 cm, Ø ca. 12–15 mm, Volumen: ca. 2.000 ml, Messskala, Twist & Lock-Verbindung für eine sichere Verbindung zu den High-Output-Beuteln 26064, 83038, 83055, 38455, 38655, 38670; inklusive Aufhängung für Auffangbeutel (1 pro Packung)

Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt/ Packung
 unsteril, Ablassstopfen	5551	17366426	29.26.11.6177	10

Kinder brauchen besondere Aufmerk- samkeit,

denn die Haut von Neugeborenen ist 40–60% dünner als die eines Erwachsenen⁴. Der Hautschutz der Pouchkins™ Kinderversorgung ist sanft und sehr gut für die empfindliche Baby- und Kinderhaut geeignet. In gleichem Maß wie Kinder verschiedene Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen, entwickeln sich auch ihre Ansprüche an eine Stomaversorgung. Die Linie der Pouchkins™ Produkte bietet ein Komplettsortiment aus ein- und zweiteiligen Stomaprodukten für die Kinderversorgung.



Klebekopplung für die Kleinsten

Die Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und Beutel macht das System besonders flexibel und verringert den Druck auf die Bauchdecke.

Sanfter Hautschutz

Pouchkins™ Produkte verfügen über einen extra flachen, sehr flexiblen und sanften Hautschutz.

**Individuell kombinierbar**

Die Pouchkins™ Basisplatte ist kombinierbar mit Conform 2™ Kolostomie-, Ausstreif- oder Urostomiebeuteln.



Versorgung Baby, zweiteilig

Stoma Ø in mm	Rastring Ø in mm	Beutel- vord.	Beutel- vol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack
Pouchkins™ Stomabeutel für Frühgeborene							
Runde, durchgehende Hautschutzplatte und geschlossener Beutel mit Klebering							
0–15 ✂	–		50 ml	3777	00733760	29.26.12.2017	15
Pouchkins™ Drainagebeutel für Neugeborene							
Runde, durchgehende Hautschutzplatte und Drainagebeutel mit Klebering							
0–22/35 ✂	–		190 ml	3778	00733814	29.26.12.2018	15

Versorgung Baby & Kleinkind, einteilig



Stoma Ø in mm	Rastring Ø in mm	Beutel- vord.	Beutel- vol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack
Pouchkins™ Ausstreifbeutel für Säuglinge und Kleinkinder							
Lock'n Roll™ Verschluss							
0–38 ✂	–		230 ml	3796	00733777	29.26.13.0013	10
Pouchkins™ Urostomiebeutel für Säuglinge und Kleinkinder							
Rücklauf Sperre und Ablassventil							
0–38 ✂	–		230 ml	3797	00733837	29.26.13.0005	10
Pouchkins™ Ausstreifbeutel für Kinder							
Lock'n Roll™ Verschluss							
0–51 ✂	–		280 ml	3795	00756620	29.26.13.0013	10

Versorgung Kind, zweiteilig



Stoma Ø mm	Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- vol. ca.	Gürtel- halt.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack
Pouchkins™ Basisplatte für Kinder								
Durchgehender Hautschutz und abwaschbare Oberfläche								
0–32 ✂	● 45	–	–	–	3761	00756614	29.26.05.0119	5




Fortsetzung Tabelle: Versorgung Kind, zweiteilig

Stoma Ø mm	Rastring Ø mm	Beutel- vord.	Beutel- vol. ca.	Gürtel- halt.	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack
Pouchkins™ Ausstreifbeutel für Kinder Lock'n Roll™ Verschluss								
–	● 45	●	230 ml	●	3799	00745177	29.26.13.0006	10
Conform 2™ Kolostomiebeutel mini Geschlossener Beutel								
–	● 45	●	250 ml	●	24410	00733464	29.26.01.4029	30
Conform 2™ Ausstreifbeutel midi Lock'n Roll™ Verschluss								
–	● 45	●	580 ml	●	24750	04009452	29.26.02.0045	30
Conform 2™ Urostomiebeutel Rücklaufsperr, Mehrkammer-System und Ablaufventil								
–	● 45	●	290 ml	●	24790	10812590	29.26.03.0053	10
–	● 45	●	290 ml	●	24890	10812621	29.26.03.0054	10

Versorgung Kind, Zubehör



Gürtellänge	Gürtelhalterung	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack
Pouchkins™ Gürtel für Kinder Größenverstellbar					
25–43 cm	–	3774	00756755	29.26.11.0022	1



Zubehör mit Ceramiden



CeraRing™ Hautschutzringe

Hautschutzring plan: modellierbar, dehnbar, formbar, einzeln verpackt
Hautschutzring konvex: formstabil, leicht dehnbar, leicht formbar

Lochgröße Ø in mm	Dicke in mm	Ringgröße Ø in mm	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh. / Pack.
Plan  						
18	2,3 (gleichmäßig)	48	8815	12464153	29.26.10.6025	10
27	2,3 (gleichmäßig)	57	881527	19253809	29.26.10.6025	10
18	4,5 (gleichmäßig)	48	8805	12464147	29.26.10.6025	10
Konvex rund 						
20	6 (konturiert)	58	89520	12733305	29.26.10.6026	10
30	6 (konturiert)	68	89530	12733311	29.26.10.6026	10
40	6 (konturiert)	78	89540	12733328	29.26.10.6026	10
Konvex oval 						
22 x 38	6 (konturiert)	–	89601	18182421	29.26.10.6026	10
30 x 48	6 (konturiert)	–	89602	18182438	29.26.10.6026	10
38 x 56	6 (konturiert)	–	89603	18182444	29.26.10.6026	10

CeraPlus™ Hautschutzplatte

Schutz, wo es am wichtigsten ist: Das CeraPlus™ Portfolio bietet Hautgesundheit, Sicherheit und Komfort für alle Körperformen.

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt/ Packung
	einseitig haftend 10x10 cm	8900	18109364	29.26.07.0051	5

CeraPlus™ Hautschutzerweiterung*

*Selbstzählerprodukt

Mit Ceramiden angereichert zum Schutz der Haut, für ein zusätzliches Sicherheitsgefühl

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt / Packung
	dünnes, flexibles Hydrokolloid- Haftmaterial	79402	19152020	–	30

Hautschutzpaste/-puder/-streifen/-platten

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt / Packung
--	---------	-------------	-----	-----	---------------------

Hautschutzpaste

	groß 60 g	79300	07337381	29.26.10.0021	1
	klein 14 g	79301	06963314	29.26.10.0016	6

Hautschutzpuder

	28,3 g	7906	05994927	29.26.10.1005	1
--	--------	------	----------	---------------	---

Hautschutzstreifen

	Länge ca. 13 cm	79400	03550764	29.26.10.0022	10
---	--------------------	-------	----------	---------------	----

Hydrokolloid-Hautschutzplatten

	einseitig haftend 20 x 20 cm	7901	03133569	29.26.07.2007	4
	beidseitig haftend 10 x 10 cm	7700	02260768	29.26.07.0031	5
	beidseitig haftend 20 x 20 cm	7701	02260774	29.26.07.2003	4

Fortsetzung Tabelle: Hautschutzpaste/-puder/-streifen/-platten/-ringe

Flextend™ Ringe

Lochgröße Ø in mm	Dicke in mm	Ringgröße Ø in mm	Bestell- Nr.	PZN	HMV	Inh./ Pack.
Plan  						
18	4,5 (gleichmäßig)	48	7805	05854847	29.26.10.6027	10
18	2,3 (gleichmäßig)	98	7806	05854830	29.26.10.6027	10
Konvex 						
20	6 (konturiert)	58	79520	04195495	29.26.10.6028	10
30	6 (konturiert)	68	79530	04195503	29.26.10.6028	10

Reinigung

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt / Packung
Pflasterentferner-Spray					
	100 ml	7731	15406311	29.26.10.4001	1 Flasche
Pflasterentferner-Tücher					
	—	7760	11314291	29.26.10.4029	50 Sachets

Hautpflege & Hygiene

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt/ Packung
Hautpflege					
Hautschutz- und Pflgetuch					
	—	7917	11516882	29.26.10.2011	50 Sachets
Hygiene					
Geruchsneutralisierendes Gleitmittel					
	8 ml	78501	04195578	—	50 Sachets
	236 ml	78500	04195561	—	1 Flasche

Irrigation

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt/ Packung
Irrigation					
Irrigations-Starter-Set					
Wasserbehälter, Durchflussregler, Reinigungsbürste, Stomakegel (Best.-Nr. 7723), 12 Irrigations-Ausstreifbeutel (Best.-Nr. 772x), Gürtel (Best.-Nr. 7300), Verschlussklammer (Best.-Nr. 8770)					
	bis 51 mm	7720	03137917	29.26.08.0018	1
	bis 76 mm	7719	02138932	29.26.08.0019	1
Irrigations-Set					
Wasserbehälter, Durchflussregler, Reinigungsbürste, Stomakegel (Best.-Nr. 7723)					
	–	7718	02138949	29.26.08.0028	1
Konus					
	–	7723	02138955	29.26.11.6999	1
Irrigations-Ausstreifbeutel					
mit Verschlussklammer (Bestell-Nr. 8770)					
	bis 51 mm	7728	02138961	29.26.08.2014	20
	bis 76 mm	7724	02138978	29.26.08.2014	20

Stomakappen

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt / Packung
Stomakappen mit Hautschutz					
SoftFlex™ Stomakappe Aktivkohlefilter					
	bis 30 mm	3192	04501408	29.26.04.0020	30
	bis 40 mm	3193	04501414	29.26.04.0020	30
	bis 50 mm	3194	04501420	29.26.04.0020	30
Stomakappen mit Klebefläche					
Stomakappe mit Klebefläche Aktivkohlefilter					
	bis 51 mm	3184	00761963	29.26.04.0032	30
	bis 76 mm	3186	00761986	29.26.04.0032	30

Ergänzende Stomaartikel

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt/ Packung
Gürtel					
Gürtel mittel und lang					
	86–165 cm	7299	09297881	29.26.11.0001	1
	59–109 cm	7300	09297869	29.26.11.0001	1
Gürtel kurz (Kinderversorgung)					
	25–43 cm	3774	00756755	29.26.11.0022	1
Ersatzteile					
Uro-Adapter					
	–	7331	03429063	29.26.11.6999	10
Verschlussklammern					
	–	8770	04195532	29.26.11.6999	20
Post-OP-Zubehör					
Universal-Fixierhalterung/-hütchen					
	–	9779	04672630	–	STERIL 8

	Details	Bestell-Nr.	PZN	HMV	Inhalt / Packung
Auffangbeutel					
Output-Auffangbeutel 5551 siehe Seite 41					
Nachtbeutel⁵ / Sekretbeutel Rücklaufsperr, Schlauchlänge: 120 cm, Volumen: ca. 2.000 ml					
	steril, mit Ablasshahn	9650	04010254	15.25.06.3015	STERIL 10
	unsteril, ohne Ablasshahn	9651	04010260	15.25.06.0017	10
Beinbeutel⁵ Rücklaufsperr, Schlauchlänge: 50 cm (individuell kürzbar), Befestigung: Beingürtel ⁶ Deluxe, Oberschenkel-Stulpe, Unterschenkel-Stulpe, Beinling ⁷					
	steril, Volumen ca.: 500 ml	9624	00274826	15.25.05.3037	STERIL 10
	unsteril, Volumen ca.: 500 ml	9652	00659992	15.25.05.1090	10
	steril, Volumen ca.: 800 ml	9632	00274884	15.25.05.3037	STERIL 10
	unsteril, Volumen ca.: 800 ml	9653	00660009	15.25.05.1090	10

Index – Quickfinder Bestellnummerntabelle

Bestell-Nr.	Seite
14A00	16
14A20	16
14A25	16
14100	16
14200	15
142122	15
142125	15
142129	15
142132	15
14500	15
145122	15
145125	15
145129	15
145132	15
14600	16
14620	16
14625	16
15A00	16
15A29	16
15A32	16
15100	16
15200	15
152135	15
15500	15
155135	15
15600	16
15629	16
15632	16
17A00	16
17100	16
17200	15
17500	15
17600	16
20070	41
20110	41

Bestell-Nr.	Seite
21070	40
21110	40
22100	34
22120	34
22125	34
22130	34
22135	34
22140	34
22145	34
22300	34
22301	34
22325	34
22330	34
22335	34
22400	34
22401	34
22425	34
22430	34
22435	34
22440	34
22500	34
22800	35
22801	35
22820	35
22825	35
22830	35
22835	35
22900	35
22901	35
22920	35
22925	35
22930	35
22935	35
23200	24
23790	18

Bestell-Nr.	Seite
23890	18
24200	24
24220	24
24225	24
24230	24
24300	23
24320	23
24322	23
24325	23
24400	17
24410	17, 47
24420	17
24500	17
24520	17
24750	18, 47
24760	18
24790	18, 47
24850	18
24860	18
24890	18, 47
25200	24
25235	24
25240	24
25300	23
25329	23
25332	23
25335	23
25400	17
25410	17
25420	17
25500	17
25520	17
25743	28
25750	18
25760	18

Index – Quickfinder Bestellnummerntabelle

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
25790	18	28230	36	34419	21
25850	18	28235	36	34422	21
25860	18	28240	36	34425	21
25890	18	28300	36	34500	22
26064	43	28301	36	34520	22
26800	37	28320	36	34525	22
26801	37	28325	36	34530	22
26820	37	28335	36	34600	23
26825	37	28340	36	34620	23
26830	37	28400	36	34622	23
26835	37	28401	36	34625	23
26900	37	28500	36	34900	20
26901	37	2939025	38	34916	20
26920	37	2939038	38	34919	20
26925	37	2939120	38	34925	20
26930	37	2939125	38	34929	20
26935	37	2939130	38	34932	20
27200	24	2939135	38	35000	21
27300	23	2959055	38	35200	22
27400	17	2993025	38	35235	22
27410	17	2993038	38	35240	22
27420	17	2993055	38	35400	21
27500	17	2993120	38	35429	21
27520	17	2993125	38	35432	21
27760	18	2993130	38	35435	21
27830	40	3184	54	35438	21
27860	18	3186	54	35500	22
27890	18	3192	54	35535	22
28100	36	3193	54	35540	22
28120	36	3194	54	35600	23
28125	36	33200	22	35629	23
28130	36	33500	22	35632	23
28135	36	34025	21	35800	20
28200	36	34400	21	35838	20
28220	36	34416	21	35900	20

Index – Quickfinder Bestellnummerntabelle

Bestell-Nr.	Seite
35935	20
35938	20
35944	20
37000	21
37400	21
37500	22
37600	23
3761	46
3774	47, 55
3777	46
3778	46
37800	20
37900	20
3795	46
3796	46
3797	46
3799	47
38100	22, 41
38200	40, 41
38255	41
38270	40, 41
38300	40
38370	40
38455	43
38500	22, 41
38570	40
38655	43
38670	43
521101	27
522100	27
522101	27
52200	27
52201	27
522125	27
522130	27

Bestell-Nr.	Seite
522135	27
522140	27
526100	27
526101	27
530200	29
530201	29
531200	29
531201	29
534200	28
540200	29
540201	29
540225	29
540229	29
540232	29
541200	30
541201	30
541225	30
541229	30
541232	30
541235	30
541238	30
542200	28
543200	28
546200	31
546201	31
548200	31
548201	31
5551	43
58300	37
58400	37
59400	32
59620	33
59625	33
59630	33
596200	32

Bestell-Nr.	Seite
596201	32
59700	33
59701	33
59702	33
597200	33
597201	33
59820	32
59825	32
59830	32
598200	32
598201	32
59900	32
59901	32
59902	32
599200	32
599201	32
599220	32
599225	32
599230	32
62100	27
62125	27
62130	27
62135	27
62600	27
62601	27
62625	27
62630	27
62635	27
63000	29
63001	29
63002	29
63100	29
63101	29
63102	29
63125	29

Index – Quickfinder Bestellnummerntabelle

Bestell-Nr.	Seite
63130	29
63135	29
63400	28
63500	28
63701	28
63702	31
63900	31
63901	31
63902	31
63930	31
63935	31
64000	29
64001	29
64002	29
64025	30
64030	30
64035	30
64100	30
64101	30
64102	30
64125	30
64130	30
64135	30
64200	28
64225	28
64230	28
64235	28
64300	28
64325	28
64330	28
64335	28
64600	31
64601	31
64602	31
64625	31

Bestell-Nr.	Seite
64630	31
64635	31
64800	31
64801	31
64802	31
64825	31
64830	31
64835	31
7299	55
7300	53, 55
7331	31, 55
7700	49
7701	49
7718	53
7719	53
7720	53
7723	53
7724	53
7728	53
7731	51
7760	51
7805	50
7806	50
78500	52
78501	52
7901	49
7906	49
7917	52
79300	49
79301	49
79400	49
79402	49
79520	50
79530	50
83038	43

Bestell-Nr.	Seite
83055	43
8770	53, 55
8805	48
8815	48
881527	48
8805	48
8900	48
89520	48
89530	48
89540	48
89601	48
89602	48
89603	48
9624	56
9632	56
9650	56
9651	56
9652	56
9653	56
9779	55

Ratgeber

Hollister bietet im Bereich Stoma neben seinen Produkten auch ein breites Spektrum an Servicematerialien und Literatur. In zahlreichen Ratgebern finden Ihre PatientInnen z. B. hilfreiche Tipps für den Lebensalltag sowie wertvolle Einblicke in das Leben von anderen StomaträgerInnen.

Ratgeber für alle Stomaarten

Dieser Ratgeber wurde sorgfältig erstellt – für Ihre PatientInnen, deren EhepartnerIn, Eltern, Großeltern, BetreuerIn, alle Menschen mit einem Stoma. Wir hoffen, dass er dazu beiträgt, ihnen alle erforderlichen Informationen an die Hand zu geben, die sie benötigen, damit sie mit hrem Stoma ein gutes und erfülltes Leben führen können.

Was ist das Richtige für mein Kind? Ein Ratgeber für Eltern

Nichts ist Eltern wichtiger als die Gesundheit des eigenen Kindes. Viele sind verständlicherweise verunsichert und besorgt, wenn sie erfahren, dass ihr Kind ein Stoma braucht. Unsere Broschüre möchte Eltern die erste Angst nehmen und helfen, die neue Situation besser zu verstehen. Mit Anregungen, Tipps und unserer Erfahrung wollen wir den Familien zur Seite stehen.

Erfahren Sie mehr zu Themen wie:

- Aktiv im Leben: Reisen mit dem Stoma
- Aktiv im Leben: Liebe und Partnerschaft mit dem Stoma
- Ernährungstipps: Kolostomie, Ileostomie, Urostomie

Service im Netz: Informationen für StomaträgerInnen

Auch online bietet Hollister Ihren PatientInnen umfangreiche Informationen rund um die Stomaversorgung.

Auf der Informationsseite finden Sie neben vielen Artikeln auch Videos. Schauen Sie mal rein!

www.hollister.de/info-fuer-stoma-betroffene



Notizen

[illegible]



* Remois ist eine Technologie
der Alcare Co., Ltd.

Das genannte Testimonial in dieser Broschüre erhielt von Hollister eine entsprechende Vergütung. Medizinprodukte, die innerhalb der EU vertrieben werden, sind entweder mit **CE** oder **CE**₀₀₅₀ gekennzeichnet.

Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen die Empfehlungen Ihres eigenen Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Diese Broschüre sollte auch nicht dazu verwendet werden, in einem medizinischen Notfall Hilfe zu suchen. In einem medizinischen Notfall sollten Sie sich sofort persönlich in ärztliche Behandlung begeben.

Lesen Sie vor der Verwendung unserer Produkte stets die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre medizinische Fachkraft für weitere Informationen.

Hollister, das Hollister Logo sowie Adapt, AF300, CeraPlus, CeraRing, Conform 2, Flextend, Flextend Ringe, Flextend, FlexWear, Lock'n Roll, Moderma Flex, Pouchkins, SoftFlex, „Stomaversorgung. Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Warenzeichen von Hollister Incorporated. Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Referenzen

- ¹ Elias P. (1988) Structure and function of the stratum corneum permeability barrier
- ² Coderch L, Lopez O, de la Maza A, Parra J. Ceramides and Skin Function, in: Am J Clin Dermatol 2003; 4 (2)
- ³ Im Vergleich zu anderen Basisplatten ohne Ceramide. Hollister Daten in den Akten, CL-000706, März 2022
- ⁴ Lund CH, Tucker JA. Adhesion and newborn skin, in: Hoath SB, Maibach HI eds. Neonatal skin: Structure and Function. 2nd ed. New York, NY: Marcel Dekker: 2003: p. 308
- ⁵ Der individuelle Bedarf wird durch den verordnenden Arzt festgestellt. Empfehlungen zum monatlichen Verbrauch finden Sie in der BVMed-Informationskarte „Versorgungs- und Erstattungsfähigkeit von ableitenden Inkontinenzhilfen“, Stand: 6.11.2017
- ⁶ Beingürtel (Einmalprodukt, 5 Paar): 45 cm (9625) Beingürtel Deluxe (waschbar bei 30°C, 2 Stück): 35 cm (9663), 38 cm (9660), 49 cm (9661), 56 cm (9662)
- ⁷ Beinling: 30–35 cm (9612), 45–75 cm (9613), 55–85 cm (9614) Oberschenkel-Stulpe (waschbar bei 30°C, 2 Stück): 54 cm (9647), 58 cm (9648), 61 cm (9649) Unterschenkel-Stulpe (waschbar bei 30°C, 2 Stück): 32 cm (9633), 35 cm (9634), 37 cm (9635)
- ⁸ Data on File, 2023; n=43
- ⁹ Data on File, 2024
- ¹⁰ Nichols T, Houser T, Grove. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe. Journal of Stomal Therapy Australia 2019;39(2):14-18
- ¹¹ Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179–186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
- ¹² Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
- ¹³ Fabrizio Spada, Tanya M Barnes, Kerry A Greive; Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, Volume 11, 2018 – Issue.
- ¹⁴ Elias P. (1988) Structure and function of the stratum corneum permeability barrier, <https://doi.org/10.1002/ddr.430130203>.
- ¹⁵ Ertuk E, Arican O, Omurlu I, Sut N, Effects of the Pruritus on the Quality of Life: A Preliminary Study, Ann Dermatol Vol. 24, No. 4 2012, P.6, 11-12.

Unsere Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link: **www.hollister.de/AGB**

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München
www.hollister.de

Kontakt für Kliniken und Fachhandel

Telefon: 0800 4655478 (gebührenfrei)

Mo. – Do.: 8:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 8:00 – 14:00 Uhr

Anfragen und Bestellungen

E-Mail: kundenservice@hollister.com

Musterversand

E-Mail: muster.deutschland@hollister.com

LO9011 07/2025